



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul

Stærk og funktionel gangbuk udviklet til bariatriske brugere.

Gangbuk med og uden hjul er beregnet til brugere, der vejer op til **325 kg**.



- Flere indstillingsmuligheder
- Stærk rammekonstruktion
- Findes i to modeller og to størrelser
- Vægtkapacitet op til 325 kg
- Sammenklappelig



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul

Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul er beregnet til bariatriske brugere op til 325 kg. Gangbukken giver støtte, stabilitet og tryghed under gang i indendørs omgivelser på fx hospitaler, i plejeboliger eller private hjem.

To hjul foran gør Gangbukken let at manøvrere og rulle hen over gulvet med. De to bageste ben sikrer, at Gangbukken ikke ruller væk, hvis brugeren fx får overbalance.

Konstruktion

Gangbukkens ramme er udført i letmetal og er meget solid og stabil qua den stærke konstruktion og de vinklede ben.

Bariatrisk Gangbuk med hjul er udstyret med to massive hjulsæt foran og to ben med dupsko bagerst.

Gangbuk uden hjul har dupsko på alle fire ben.

Indstillinger

Foldemekanisme

Gangbuk med og uden hjul kan foldes ved hjælp af en simpel foldemekanisme.

Foldemekanismen udløses med et lille tryk på foldebeslagene i hver side. Det gør, at Gangbuk med og uden hjul fylder minimalt ved opbevaring eller ved transport.

Rengøring og vedligeholdelse

Gangbuk med og uden hjul kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Gangbuk med og uden hjul kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Desinficer altid Gangbuk med og uden hjul, inden den overgår til ny bruger. Derved undgås krydskontamination.

Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul bør kun bruges på hårdt, jævnt underlag uden huller.

Valg af model afhænger også af brugers funktionsniveau. Brugere med en vis mobilitet kan fx bruge Gangbuk med hjul til træning af gangfunktion inden overgangen til en rollator.

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Begge modeller er sammenklappelige og kan leveres i to bredder, 74 cm og 84 cm.

Gangbuk med og uden hjul har polstrede håndtag, og kan højdejusteres fra 76-101 cm uden brug af værktøj.

Justering af benhøjde

Benhøjden på Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul kan justeres ved at trykke clipsene ind, placeret på hvert af de fire ben, og trække eller skubbe inder-rørene til den korrekte højde.

Vedligeholdelse

Clips til højdeindstilling skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

Manglende kontrol af clips, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Specifikationer

Specifikationer, gældende for begge modeller (med og uden hjul)	
Maksimum brugervægt	325 kg
Højdejusterbar i 2,5 cm interval	76-101 cm
Vægt	3 kg
Total længde	50 cm
Total bredde ved ben	74/84 cm
Bredde mellem håndtag	54/64 cm
Håndgreb	PU skum
Materiale	Pulverlakeret letmetal
ISO - klassifikation	ISO 12 06 03 - 06
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000100991/5740000101004/5740000101011/ 5740000101028
Grundlæggende UDI	5740000100002MW
Overfladetemperaturen på Gangbuk kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

Bestilling

Model	Bredde cm	Længde cm	Varenummer	HMI
Bariatrisk Gangbuk u./ hjul	74	50	0130-071-000	36487
Bariatrisk Gangbuk u./ hjul	84	50	0130-081-000	611794
Bariatrisk Gangbuk m./hjul	74	50	013-074-000	70682
Bariatrisk Gangbuk m./ hjul	84	50	013-074-000	70683