



## Hepro S19V

En scooter som enkelt kan foldes sammen og slås opp. Det avanserte designet gjør at ett trykk på fotpedalen er nok for å folde den sammen eller slå den opp for bruk. S19V passer perfekt til å ta med seg på ferie enten på fly, bobil, bil eller hvis du skal reise kollektivt. Denne passer også perfekt om bord i en cruisebåt, da den er liten og nett slik at den kommer frem på trange steder og at den enkelt kan slås sammen når du er på lugaren.

### > Spesifikasjoner

Lengde	98 cm
Bredde	58 cm
Høyde	cm
Setedybde	cm
Setebredde	41 cm
Setehøyde	cm
Rygghøyde uten nakkestøtte	cm
Rygghøyde med nakkestøtte	cm
Hastighet	10 km/h

Anbefalt helling	6 grader
Bakkeklaring	6 cm
Kjørelengde	30 km
Motorstyrke	270 W
Vekt inkl. batteri	30 kg
Vekt uten batteri	25 kg
Batteristørrelse	25V, 23Ah li-um
Brukervekt	115 kg
Varenummer/HMS-nummer	10120/249746

