

# Krabat Jockey Basic



## Egenskaper

- Sentralbrems
- Manuell eller elektrisk høyderregulering
- Salsete som gir god stilling for bekken, hofter og føtter
- Valg av ryggstøtte ut ifra barnets behov

### Krabat Jockey Basic - str. 2

#### Brukermål

Setebredde opp til	35 cm
Ryggbredde	Opp til 32 cm
Høyde opp til	170 cm
Maks. vekt	100 kg
Alder	Ca. 6 - 14 år

### Krabat Jockey Basic - str. 3

#### Brukermål

Setebredde opp til	45 cm
Ryggbredde	Opp til 32 cm
Høyde opp til	170 cm
Maks. vekt	100 kg
Alder fra	Ca. 14 år og opp



Vi oppfordrer alle til utprøving da det er store individuelle forskjeller.

For tilbehør og andre mål, vennligst gå inn på [hepro.no/barnehjelpemidler](https://hepro.no/barnehjelpemidler)

Følg oss på:

