

Hepro G2 Sadel og Hepro G2 Ergo ståstol



Hepro G2 Sadel og Hepro G2 Ergo ståstol

På rammeavtale med NAV, delkontrakt 6 - Ståstol med manuelt seteløft, ryggstøtte og seterotasjon



Med Hepro G2 Sadel og Hepro G2 Ergo får du en ergonomisk god ståstol som gir en aktiv og dynamisk sittestilling. Gjennom en ståstol inntar kroppen automatisk den sunne, nøytrale holdningen i ryggsoylen (s-kurvaturen) som i stående, samtidig som man også oppnår samme stabilitet og komfort som i sittende. I en Hepro G2 Sadel og Hepro G2 Ergo vil man derfor bruke mindre energi på å sitte oppreist.

Med riktig innstilling på ståstolen skal vinkelen i hoften være ca. 125 grader. Da vil det være minst anstrengende for kroppen å innta og opprettholde en oppreist holdning. Over tid vil man forebygge spenninger og overbelastninger i nakke, rygg, skuldre og armer. Det vil også ha en positiv innvirkning på pusten og fordøyelsen, samt at brukeren vil få stor bevegelsesfrihet. Fordi det krever mindre energi å sitte på denne måten, vil den enkelte ha mer overskudd, og gi konsentrasjon til det man holder på med gjennom hele dagen.

Alle de fire variantene av stolserien leveres med justerbar setehøyde, samt at man også kan velge lav eller ekstra lav sittehøyde. Stolene betjenes enkelt med lett tilgjengelige spaker for justering av sittehøyde, setetilt og ryggstøtte. Stolene leveres med mot brems som standard, slik at bruker enkelt kan bevege seg rundt i sittende stilling, f.eks. mellom to arbeidsstasjoner, eller fra kjøkkenbenk til bord. Er det behov for andre hjulløsninger, så kan man velge omvendt brems, kontorhjul eller knotter. Alle disse variasjonene og innstillings mulighetene gjør at Hepro G2 Sadel og Hepro G2 Ergo er et godt valg som vil kunne tilpasses de aller fleste.

Har du et høydejusterbart arbeidsbord, så stiller du først inn ståstolen til rett høyde, og så tilpasser du deretter høyden på arbeidsbordet.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS-nr.
Hepro G2 Ergo Liten	32950	324093
Hepro G2 Ergo Stor	32951	324094
Hepro G2 Sadel Liten	32952	324095
Hepro G2 Sadel Stor	32953	324096
Hepro G2 Ergo Liten med sentralbrems	32960	————
Hepro G2 Ergo Stor med sentralbrems	32961	————
Hepro G2 Sadel Liten med sentralbrems	32962	————



Hepro G2 Ergo ståstol

På rammeavtale med NAV, delkontrakt 6 - Ståstol med manuelt seteløft, ryggstøtte og seterotasjon



Hepro G2 Ergo Liten:

Ståstol med et ergonomisk taburettsete og med en setebredde på 35 cm.

Art.nr. 32950 HMS nr. 324093

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	120 kg
Seteløft	Manuell
Stolbredde	67 cm
Standard stoff	PUxx nr. 1 (Light blue)
Seterotasjon	Ja
Setehøyde	59-78 cm
Setebredde	35 cm
Setedybde	35 cm
Sete vinkelreg. forover	3 grader
Sete vinkelreg. bakover	8 grader
Rygg høyde	24-40 cm
Ryggpute, høyde	20 cm
Ryggpute, bredde	33 cm
Rygg vinkelreg. forover	6,5 grader
Rygg vinkelreg. bakover	25 grader
Hjuldiameter	65 mm
Type brems	Mot hjul



Hepro G2 Ergo Stor:

Ståstol med et ergonomisk taburettsete og med en setebredde på 40 cm.

Art.nr. 32951 HMS nr. 324094

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	120 kg
Seteløft	Manuell
Stolbredde (max)	67 cm
Standard stoff	PUxx nr. 1 (Light blue)
Seterotasjon	Ja
Setehøyde	59-78 cm
Setebredde	40 cm
Setedybde	40 cm
Sete vinkelreg. forover	3 grader
Sete vinkelreg. bakover	8 grader
Rygg høyde	24-40 cm
Ryggpute, høyde	20 cm
Ryggpute, bredde	33 cm
Rygg vinkelreg. forover	6,5 grader
Rygg vinkelreg. bakover	25 grader
Hjuldiameter	65 mm
Type brems	Mot hjul

Hepro G2 Sadel ståstol

På rammeavtale med NAV, delkontrakt 6 - Ståstol med manuell seteløft, ryggstøtte og seterotasjon



Hepro G2 Sadel Liten:

Ståstol med sadelsete og en setebredde på 34 cm. Denne modellen gir en litt større vinkel i hoftene.

Art.nr. 32952 HMS nr. 324095

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	120 kg
Seteløft	Manuell
Stolbredde	67 cm
Standard stoff	PUxx nr. 1 (Light blue)
Seterotasjon	Ja
Setehøyde	60-79 cm
Setebredde	34 cm
Setedybde	33 cm
Sete vinkelreg. forover	3 grader
Sete vinkelreg. bakover	8 grader
Rygghøyde	23-38 cm
Rygpute, høyde	20 cm
Rygpute, bredde	33 cm
Rygg vinkelreg. forover	6,5 grader
Rygg vinkelreg. bakover	25 grader
Hjuldiameter	65 mm
Type brems	Mot hjul



Hepro G2 Sadel Stor:

Ståstol med sadelsete og en setebredde på 44 cm. Denne modellen gir litt større støtteflate.

Art.nr. 32953 HMS nr. 324096

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	120 kg
Seteløft	Manuel
Stolbredde	67 cm
Standard stoff	PUxx nr. 1 (Light blue)
Seterotasjon	Ja
Setehøyde	60-79 cm
Setebredde	44 cm
Setedybde	33 cm
Sete vinkelreg. forover	3 grader
Sete vinkelreg. bakover	8 grader
Rygghøyde	23-38 cm
Rygpute, høyde	20 cm
Rygpute, bredde	33 cm
Rygg vinkelreg. forover	6,5 grader
Rygg vinkelreg. bakover	25 grader
Hjuldiameter	65 mm
Type brems	Mot hjul

Tilbehør

Hepro G2 Sadel og Hepro G2 Ergo

Beskrivelse	Annen informasjon	Art.nr.	HMS-nr.
Gassfjær ekstra lav (41-54cm)		32976	324104
Gassfjær lav (49-63cm)		32977	324101
Gassfjær standard (59-77cm)		32978	324103
Trinser soft Ø65 (standard)	For harde underlag	32983	324128
Trinser hard Ø65	For myke overflater	32984	324127
Trinse med belastingsbrems		32986	324126
Knotter		32985	324109

Anbefalt setehøyde i forhold til kroppshøyde

Sittehøyde	Hepro G2 Sadel/Ergo liten	Hepro G2 Sadel/Ergo stor
Ekstra lav (ca. 41 - 54 cm)	< 155 cm	< 160 cm
Lav (ca. 49 - 63 cm)	150 - 165 cm	155 - 170 cm
Standard (ca. 59 - 77 cm)	160 - 185 cm	165 - 190 cm

