

## Hepro Trolley

På rammeavtale med NAV, delkontrakt 20 - Trillebord

Trolley er et solid, høydejusterbart trillebord med 4 store, låsbare hjul. På den nye modellen har vi økt størrelsen på hjulene ytterligere, slik at det nå er enda enklere å trille over teppekanter og dørterskler. Trillebordet passer godt for deg som har utfordringer med balansen, nedsatt håndfunksjon eller styrke i armene og derfor opplever utfordringer med å bære gjenstander mellom ulike steder innendørs.



Bordplaten på toppen av trillebordet har opphøyet kant, slik at du enkelt og trygt kan ta med deg kaffekoppen, lunsjen, en god bok eller strikkesøyet fra kjøkkenet til stua, uten at de faller ned når trillebordet flyttes. I tillegg har Trolley en avtagbar trådkurv under bordplaten, noe som gir ekstra oppbevaringsplass til lesestoff, strikkesøyet, iPad eller lignende. De fire hjulene kan enkelt låses og gir da økt stabilitet.

Trolley har lav vekt, er enkelt å montere/demontere, lett å rengjøre og er enkel å tilpasse i ønsket høyde. Produktet er også 100% resirkulerbart og dermed et godt valg for miljøet.


### Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Bordplate bredde	53 cm
Bordplate dybde	37 cm
Totalbredde	57 cm
Totallengde	43 cm
Høyde bordplate	50 - 82 cm
Høyde håndtak	71 - 102 cm
Hjul	10 cm
Totalvekt	7 kg
Brems	Ja
Svingbare hjul	Ja
Høydejustering	Manuell
Materiale i bordplate	stål
Materiale i understell/ben	stål
Artikkel nr.	35610
HMS nummer	324130

For mer informasjon besøk [hepro.no](http://hepro.no)



Opphøyet kant



Trådkurv under bordet



Større hjul