

Hepro HS-520 Scooter som er tilpasset bruk på Tog

Hepro HS-520 er tilpasset VY sine retningslinjer angående motorisert rullestol om bord på tog.

Vy sitt eget krav er at rullestolen tilfredsstillers internasjonale mål og er på 70x120 cm

Rullestolen kan ikke være større enn dette.

Rullestolen må ikke veie mere en 250-350 kilo inklusive bruker.

Hepro HS-520 er typegodkjent som rullestol av NAV og tilfredsstillers NS-12184.

Hepro HS-520 tekniske spesifikasjoner:

Lengde: 120 cm

Bredde: 64 cm

Vekt uten bruker: 94 kg

Godkjent for brukervekt inntil 136 kg.



Utdrag fra Vy sin kundeservice side: [Spørsmål og svar | Tog | Bagasje og spesielle behov | vy.no](#)

Kommer du ikke med toget ta kontakt med Vy kundeservice på tlf: 61 05 19 10

Er det plass om bord til min motoriserte rullestol?

Plassen for rullestoler tilfredsstillers internasjonale mål og er på 70 x 120 cm, så rullestolen din kan ikke være større enn dette. Rullestolen må ikke veie mer enn 250–350 kilo inklusive bruker. Dersom disse målkravene tilfredsstillers, kan rullestolen sikres under transport, og brukeren får tilgang til handikaptaolett, ramper og heiser der det finnes.

Rullestolheisenes begrensning varierer mellom togtypene. Dersom vekten på reisende og rullestol totalt overstiger disse begrensningene, vil ikke heisen løfte. Hjelpemidler som skinner har en tålegrense på 250 kilo og ramper på stasjonen har en grense på 300 kilo. Motoriserte rullestoler må være typegodkjent som rullestoler av Statens refusjonsordning for hjelpemidler.

Brukere av rullestoler som ikke tilfredsstillers disse kravene kan ikke forventes plass på Vys tog og blir heller ikke tilbudt spesialtransport av Vy.

Med Hilsen Hepro AS

Sanna Mikaelson

Avdelingsleder Tekniske hjelpemidler

Sanna Kristine Mikalsen