

# Krabat Sheriff



## Egenskaper

- Åpen hoftevinkel
- Stabiliserer bekkenet i en nøytral stilling
- Hofteledd i anatomisk hvilestilling
- Gode forhold for respirasjon og tarmfunksjon
- Innbyr til og stimulerer postural kontroll
- Bred understøttelsesflate
- Naturlig kurvatur i ryggstøyle og nakke
- Hodet i midtstilling



 krabat



## Krabat Sheriff- str. 1

### Brukermål

Setebredde opp til	25 cm
Ryggbredde	26,5 cm
Høyde opp til	120 cm
Maks. vekt	60 kg
Alder	1,5 - 6 år

## Krabat Sheriff- str. 2

### Brukermål

Setebredde opp til	35 cm (kan tilpasses 40 cm)
Ryggbredde	32 cm (kan tilpasses)
Høyde opp til	155 cm
Maks. vekt	60 kg
Alder	6 - 15 år

Sheriff S1 og S2 leveres standard med sheriff-rygg, sandfargede puter, eikebeskyttere, klesbeskytter, hoftebelte og tippesikringer. Sheriff er den eneste rullestolen på markedet med salsete, som gir en god utgangsposisjon for å manøvrere rullestolen på egenhånd.

Vi oppfordrer alle til utprøving da det er store individuelle forskjeller.

For tilbehør og andre mål, vennligst gå inn på [hepro.no/barnehjelpemidler](http://hepro.no/barnehjelpemidler)



Følg oss på:

