

Barnehjelpemidler



HISTORIEN TIL KRABAT

Historien til Krabat startet i 2003 da Tom Arne Solhaug ble far til Kasper som ble født med cerebral parese. Gjennom flere år økte frustrasjonen over tilgjengelige hjelpemidler, og ikke minst ønsket om hjelpemidler som ikke eksisterte. I 2006 ble Krabat startet av Tom Arne og Fredrik Brodtkorb for å lage hjelpemidler de mente manglet. Gjennom årene har produktporteføljen blitt utvidet, og i dag tilbyr vi et bredt spekter av egenutviklede tekniske hjelpemidler av høy kvalitet for barn og unge. Våre produkter er nyskapende, funksjonelle og estetisk tiltalende. De er utviklet i samarbeid med barn, foreldre og fagpersonell. I vårt team har vi egne fysioterapeuter, ergoterapeuter, industridesignere og teknikere. Vi inngår aldri kompromisser på bekostning av funksjon, estetikk eller kvalitet.

I 2018 ble Krabat kjøpt opp av Addlife og fusjonert med Hepro som har lang erfaring i utvikling av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi for eldre.



INNHALDSFORTEGNELSE

PILOT	04	JOCKEY BASIC	09
RUNNER	05	JOCKEY OG JOCKEY PLUS	10
PIRAT	06	SHERIFF OG SHERIFF PLUS	11
JOCKEY LITE	07		

OM HJELPEMIDLER

Det er ikke alltid like lett å vite om et barn med nedsatt funksjonsevne trenger hjelpemidler, hva barnet trenger, hva som finnes og hvordan man skal gå frem for å anskaffe et hjelpemiddel.

Rammeavtaler

NAV inngår rammeavtaler med ulike leverandører på noen produktområder. Dersom produktene på rammeavtale ikke dekker barnets behov, er det mulig å søke om hjelpemidler utenfor avtale.

Hva kan man søke på?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler som det er mulig å søke på. For å finne frem til produktene er det lurt å benytte seg av hjelpemiddeldatabasen på NAV sine sider. Her kan man søke på produkt eller lete gjennom de ulike kategoriene. Se hjelpemiddeldatabasen.no.

Hvilke Krabatprodukter er på rammeavtale?

- Krabat Runner («Ganghjelpemidler», post 12)
- Krabat Jockey («Arbeidsstoler/-bord, trillebord og spesielle sittemøbler», post 21 og 22)
- Krabat Jockey Plus («Arbeidsstoler/-bord, trillebord og spesielle sittemøbler», post 21 og 22)
- Krabat Jockey Lite («Arbeidsstoler/-bord, trillebord og spesielle sittemøbler», post 20)

Krabat Pilot, Krabat Pirat og Krabat Sheriff er ikke på rammeavtale hos NAV, men kan søkes på samme måte som de andre produktene. Disse 3 produktene har alle hjelpemiddelnummer og er å finne i hjelpemiddeldatabasen

Hvordan søker man om hjelpemidler?

Er du usikker på hva barnet ditt trenger? Da er det best å søke råd hos en ergoterapeut eller fysioterapeut. Det er som regel de som bistår med søknader til NAV Hjelpemiddelsentral. Vi anbefaler uansett at du tar kontakt med helsepersonell i kommunen der du bor, slik at barnet kan få en god vurdering og oppfølging. Noen foreldre har brukerplass og kan selv sende inn søknad. Du kan lese mer om søknadsprosessen på NAV sine sider.



Har du spørsmål eller trenger du hjelp til å finne det rette produktet?

Ta kontakt med oss og vi hjelper deg videre!

+47 46 74 55 55

krabat@hepro.no

Krabat Pilot

Pilot er et innovativt og annerledes krabbehjelpemiddel for barn i alderen ca. 9 mnd – ca. 5 år. Piloten gir en utgangsstilling som stimulerer til lek og deltagelse på gulvet. Piloten er utstyrt med en justerbar gassfjær som gir barnet en dynamisk løftebevegelse i bekken og sikrer vektbæring på hoftel- og skulderledd, og stimulerer til styrke og stabilitet i rygg og nakke.

Egenskaper

- Fremmer skulderstabilitet
- Fremmer stabilitet i overkropp
- Dynamisk krabbehjelpemiddel
- Trening av rygg- og nakkemuskulatur
- Gir vektbæring i skulder- og hoftel- og skulderledd
- Stimulerer til aktivitet og lek i mageliggende



Tekniske detaljer

Alder	Ca. 9 mnd. - 5 år
Vekt	Opp til 25 kg
HMS-nr.	192106



Tilbehør: Se vår hjemmeside, for full oversikt over tilbehør.

Krabat Runner

Runner er en kombinert sparkesykkel og gåsykkel for barn fra 3 års alder og opp. Runner er utstyrt med tre hjul for å sikre stabilitet og gi trygghet for barnet som bruker den. Det medfølgende setet er avtakbart og gir barnet flere muligheter til å komme seg frem på.

Egenskaper

- Kombinert sparkesykkel og gåsykkel
- Avtakbar kjørebøyle og sete
- Høydejusterbart sete og styre
- Nedfellbart styre for enkel transport i bil
- Håndbrems betjent av bruker

Tekniske detaljer		
Størrelse	1	2
Alder	Ca. 3 - 8 år	fra 8 års alder
Vekt	Opp til 35 kg	Opp til 70 kg
HMS-nr.	267938	289276



Tilbehør: Se vår hjemmeside, for full oversikt over tilbehør.

Krabat Pirat

Pirat er et hjelpemiddel til lek og trening i basseng eller sjø. Den er utformet slik at alle barn uavhengig av funksjonsnivå skal få muligheten til å være selvstendig i vann, enten i mageliggende eller stående. Produktet kommer i to størrelser der brettet kan vinkles fra 0 til 90 grader, og det er også mulig å montere på hodestøtte for barn som trenger dette.



Egenskaper

- Justerbar vinkling av brettet
- Lett i vekt og fraktes i praktisk sekk med ekstra plass til badetøy
- Stimulerer til aktivitet i mageliggende
- Fremmer trening av rygg- og nakkemuskulatur
- Ledsager får frie hender som gir bedre muligheter for trening og terapi med barnet
- Gir barnet selvstendighet i vann

Tekniske detaljer		
Størrelse	1	2
Alder	Ca. 2 - 8 år	Ca. 8 - 18 år
Vekt	Opp til ca. 70 kg	Opp til ca. 70 kg
Brukermål	Opp til 23 cm	Opp til 30 cm
HMS-nr.	161434	164547



Tilbehør: Se vår hjemmeside, for full oversikt over tilbehør.

Krabat Jockey Lite

Jockey Lite er en arbeidsstol med salsete, som fremmer en sunn og oppreist sittestilling. Stolen brukes i barnehage, på skole og i hjemmet i forbindelse med bordaktivitet, skolearbeid, gaming og måltider». Stolen fremmer naturlige kurvaturer i ryggstøtte, og tilrettelegger for deltagelse og aktivitet. Stolen er kompakt og lett, den betjenes enkelt med to spaker for høyde- og vinkeljustering.



Egenskaper

- Manuelt understell med tre ulike høyder
- Salsete som gir god stilling for bekken, hofter og ben
- Ergonomisk utformet ryggstøtte som legger til rette for å opprettholde ryggstøttens normale kurvatur

Tekniske detaljer			
Størrelse	1	2	3
Brukermå			
Setebredde	Opp til ca. 25 cm	Opp til ca. 35 cm	Opp til ca. 45 cm
Ryggbredde	Opp til ca. 26,5 cm	26,5-32 cm	26,5-32 cm
Høyde	Opp til 120 cm	Opp til 170 cm	Opp til 170 cm
Alder	Ca. 2 - 6 år	Ca. 6-14 år	Fra 14 år
Vekt	Opp til 80 kg	Opp til 80 kg	Opp til 100 kg
HMS-nr.	217647	216223	232806

Tilbehør: Se vår hjemmeside, for full oversikt over tilbehør.



Hvorfor sitte på salsete?



Hodet i midtstilling fremmer kommunikasjon og spiseferdigheter.

Symmetri i overkropp og oppreist holdning fremmer sirkulasjon og respirasjon.

Hofteleddet kommer i hvilestilling og bekkenet blir posisjonert stabilt og nøytralt.

Kne- og ankelledd i 90 grader.

Med føttene plassert under kroppen fungerer de som aktive støttepunkter og bidrar til trykkavlastning.

Krabat Jockey Basic

Jockey Basic er en aktiv arbeidsstol med salsete som er stabil og enkel å håndtere for bruker. Understellet kommer i to versjoner; en med manuell heve- og senkefunksjon og en med elektrisk heve- og senkefunksjon. Sete og rygg kommer i to størrelser.



Egenskaper

- Sentralbrems
- Manuell eller elektrisk høyregulering
- Salsete som gir god stilling for bekken, hofter og føtter
- Valg av ryggstøtte ut ifra barnets behov

Tekniske detaljer		
Størrelse	2	3
Brukermål		
Setebredde	Opp til ca. 35 cm	Opp til ca. 45 cm
Ryggbredde	26,5 - 32 cm	26,5 - 32 cm
Høyde	Opp til 170 cm	Fra 170 cm
Alder	Ca. 6-14 år	Fra 14 år
Vekt	Opp til 100 kg	Opp til 100 kg
HMS-nr. (manuell/elektrisk)	269590/256552	269834/256667

Tilbehør: Se vår hjemmeside, for full oversikt over tilbehør.



Krabat Jockey og Jockey Plus

Jockey er en arbeidsstol med salsete for barn i alderen 0-14 år. Utformingen med salsete gir barnet en mer oppreist og aktiv sittestilling som er ideell for arbeidssituasjoner i barnehage og skole. Understellet kommer i to størrelser og med valg av enten manuell heve- og senkefunksjon eller elektrisk heve- og senkefunksjon. Valg av plus ryggstøtte i stedet for standard høy ryggstøtte vil tilføre produktet betydelig mer støtte- og tilpasningsmuligheter for barnet.

Tekniske detaljer			
Størrelse	0	1	2
Brukermål			
Setebredde	Opp til ca. 20 cm	Opp til ca. 25 cm	Opp til ca. 35 cm
Ryggbredde	Opp til ca. 20 cm	Opp til ca. 26,5 cm	Opp til ca. 26,5 - 32 cm
Høyde	Opp til 100 cm	Opp til 120 cm	Opp til 170 cm
Alder	0 - 2 år	Ca. 2-6 år	Ca. 6-14 år
Vekt	Opp til 65/50 kg	Opp til 65/50 kg	Opp til 65/50 kg
HMS-nr. (manuell/ elektrisk)	291122/ 291123	153032/ 164259	216225/ 216224

Tilbehør: Se vår hjemmeside, for full oversikt over tilbehør.



Jockey størrelse 0.



Jockey med standard høy ryggstøtte.



Jockey med plus ryggstøtte.

Krabat Sheriff og Sheriff Plus

Sheriff er en aktiv manuell rullestol med salsete til inne- og utebruk for barn i alderen 2-14 år. Sheriffen har et kompakt og moderne design, er lettkjørt og gir barnet stor bevegelsesfrihet. Valg av plus ryggstøtte i stedet for standard ryggstøtte vil tilføre produktet betydelig mer støtte- og tilpasningsmuligheter for barnet.

Tekniske detaljer		
Størrelse	1	2
Brukermål		
Setebredde	Opp til ca. 25 cm	Opp til ca. 35 cm (Kan tilpasses til 45 cm)
Ryggbredde	Opp til ca. 26,5 cm	Opp til ca. 32 cm
Høyde	Opp til 120 cm	Opp til 155 cm
Alder	Ca. 2-6 år	Ca. 6-14 år
Vekt	Opp til 60 kg	Opp til 60 kg
HMS-nr.	217690	217691

Tilbehør: Se vår hjemmeside, for full oversikt over tilbehør.



Sheriff med standard lav ryggstøtte.



Sheriff med plus ryggstøtte.



REV. 01.2023

Aktiv og trygg i alle livets faser

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger tekniske hjelpemidler for barn, ungdom og voksne, samt velferdsteknologi av høy kvalitet. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bryte barrierer.

Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter og teknologi. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset deres individuelle behov.